

YOGUR GRIEGO

1. Activación del cultivo láctico

➤ Materiales a utilizar

- Una jarra de 1 L
- Una jarra medidora de ¼ L o 1/2L
- Una cuchara grande
- Un embudo
- Bolsitas para marciano (2 1/2X8)
- Un bold pequeño

➤ Insumos

- ½ litro de Leche UHT refrigerada o leche pasteurizada fría
- Un sobre de cultivo láctico en polvo para 100 litros

2. Lista de las Herramientas a usar en la elaboración del yogur

- 1 balde de 8 litros con tapa
- Una olla de 8 litros
- Una jarra de plástico
- Una cuchara de madera grande
- Un colador doble o 2 telas para filtrar la leche
- Una cocina
- Un termómetro de rejilla o digital
- Una caja tecnopor de 20 litros
- Chuchara
- Bol pequeño
- Una refrigeradora
- Un bold mediano

3. Lista de materiales a usar en la elaboración del yogur

- 5 litros de Leche
- 25 ml de cultivo láctico para yogur

4. Herramientas para obtener yogur griego

- Un colador grande capacidad 2L
- Un bol circular de 3L
- Una tela para filtrar

5. Diagrama de flujo

